

# MonoPlus®

## Monofilament synthétique résorbable à long terme

### Description

MonoPlus® est un monofilament synthétique résorbable, composé de polydioxanone. De par son profil de dégradation à long terme, MonoPlus® est indiqué pour toutes les indications où un maintien tissulaire prolongé (jusqu'à 4 semaines) est requis.

### Propriétés

- Conserve 50 à 70% de sa résistance initiale après 28 jours
- Résorption complète en 180 à 210 jours

### Indications

- Fermeture de la paroi abdominale
- Chirurgie cardiovasculaire pédiatrique



### Aperçu produit :

Structure	Monofilament
Couleur	Violet
Composition chimique	Polydioxanone
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 7/0 (Déc. 0,5) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille












Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
<b>HR 13</b> 	70 Violet	C0024002	C0024003	C0024004					
<b>2xHR 13</b> 	70 Violet	C0024602	C0024603						
<b>HR 13ss</b> 	70 Violet					*C0024206	*C0024207		
<b>HR 17</b> 	70 Violet	C0024012	C0024013	C0024014	C0024015				
<b>2xHR 17</b> 	70 Violet		C0024613	C0024614					
<b>HR 20</b> 	70 Violet			*C0024679	*C0024680				
<b>HR 22</b> 	70 Violet		C0024133	C2024134	C2024135	C0024136			
<b>2xHR 22</b> 	70 Violet			C0024634	C0024635				
<b>HR 26</b> 	70 Violet			C2024024	C2024025	C2024026	C2024027		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille ronde 1/2 cercle										
 2xHR 26	70 90 Violet			C0024624 C0024437	C0024625 C0024438	C0024626 *C0024441				
 HR 30	70 Violet			C2024034	C2024035	C2024036	C2024037	*C0024038		
 HR 37	70 90 Violet				C0024045	C2024046		C2024447	C0024448	
 HR 40	90 Violet								C0024458	
 HR 40s	70 90 Violet							C0024067 C2024467	C2024068 C2024468	*B0024469
 HR 40s Boucle	150 Violet							B0024567	B0024568	
 HR 48	90 Violet								C2024078	B0024079
 HR 48 Boucle	150 Violet								B0024090	B0024091
 HR 76 Boucle	150 Violet									B0024098

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille







Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde 3/8 cercle									
<b>2xDR 10</b> 	70 Violet	C0024801	*C0024802						
<b>DR 12</b> 	70 Violet		C0024512	C0024513					
<b>2xDR 12</b> 	70 Violet		C0024812	C0024813	C0024814				
<b>DR 15</b> 	70 Violet			*C0024523	*C0024524	*C0024525			
<b>2xDR 15</b> 	70 Violet			*C0024823	*C0024824	*C0024825			
<b>DR 18</b> 	70 Violet			*C0024533	*C0024534				
<b>2xDR 18</b> 	70 Violet			*C0024833	*C0024834				
Aiguille ronde droite									
<b>2xGR 19</b> 	45 Violet				*C0024984	*C0024985			

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle									
<b>2xDRC 10</b> 	70 Violet	*C0024721	*C0024722						
<b>DRC 12</b> 	70 Violet		*C0024232	*C0024233					
<b>2xDRC 12</b> 	70 Violet		*C0024732	*C0024733					
Aiguille ronde micropointe composite/progressive									
<b>PRC 24</b> 	120 Violet						*C0024850		










\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille













Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle									
 <b>HRT 17</b>	70 Violet		*C0024283	C0024284	*C0024285	*C0024286			
 <b>HRT 22</b>	70 Violet			C0024294	C0024295				
 <b>HRT 26</b>	70 Violet			*C0024304	C2024305	C2024306			
 <b>HRT 37</b>	70 90 Violet					*C0024316	*C0024517	*C0024518	
 <b>HRT 40s</b>	90 Violet						*C0024545	C0024546	
 <b>HRT 40s</b> Boucle	150 Violet						B0024342	B0024343	
 <b>HRT 43s</b> Boucle	150 Violet							B0024347	
 <b>HRT 48</b>	90 Violet						*C0024332	C0024333	
 <b>HRT 48</b> Boucle	150 Violet						B0024394	B0024393	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille








Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille ronde pointe mousse 1/2 cercle										
 HRN 50	90 Violet								*C0024408	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle										
 HS 18	70 Violet			*C0024730						
 HS 23	70 Violet				*C0024190					
 HS 26s	70 Violet				C0024185	C2024186	C2024187	*C0024188		
 HS 30	70 Violet						*C0024195			
 HS 37	90 Violet					*C0024104	*C0024105	*C0024106		
 HS 37s	90 Violet					*C0024114	*C0024115	*C0024116		
 HS 40	90 Violet						*C0024117	C0024118		
 HS 40s	90 Violet					*C0024121	*C0024122			
 HS 48	90 Violet						*C0024127	*C0024128		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 <b>DS 16</b>	70 Violet		C0024535						
 <b>DS 19</b>	70 Violet			C2024536	C0024519				
 <b>DS 24</b>	70 Violet			C0024541	C2024520	C2024990			
 <b>DS 30</b>	70 Violet						*C0024598		
Aiguille triangulaire droite									
 <b>GS 60</b>	70 Violet			*C0024540	*C0024189				

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Sutures pré-coupées – Brins									
2 fils de 70 cm	2 x 70 Violet						*C0044200	*C0044205	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.



# MonoPlus®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	
Aiguille ronde 1/2 cercle - Noire										
HR 17b 	70 Violet			C0024515	C0024521					
HR 22b 	70 Violet				C2024522	C0024530				
2xHR 22b 	75 Violet				C0024531					
HR 26b 	70 Violet				C0024547	C2024548	C0024551			
Aiguille ronde 3/8 cercle - Noire										
DR 10b 	75 Violet	C0024010								
DR 13b 	75 Violet			C0024008						
DR 18b 	70 Violet				C0024611					

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210613