

Monosyn®

Monofilament synthétique résorbable à moyen terme

Description

Monosyn® est un monofilament synthétique résorbable composé de glyconate, disponible en incolore pour la fermeture des plaies superficielles et en violet pour les autres indications.

Propriétés


- Conserve 50% de sa résistance initiale après 14 jours
- Résorption complète en 60 à 90 jours












Indications

- Chirurgie digestive
- Gynécologie / obstétrique
- Sutures sous-cutanées et intracutanées











Aperçu produit :

Structure	Monofilament 
Couleur	Violet ou incolore
Composition chimique	Glyconate (72% glycolide, 14% carbonate de triméthylène, 14% e-caprolactone)
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 7/0 (Déc. 0,5) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 13	70 Violet		C0022007	C2022008					
 HR 17	70 Violet		C0022002	C2022003	C2022004	C2022005			
 2xHR 17	70 Violet			C0022803	*C0022804	*C0022805			
 HR 22	70 Violet				C2022014	C2022015	C2022016		
 2xHR 22	70 90 Violet				*C0022814 C0022914	*C0022815 C0022915			
longueur mm	longueur cm couleur	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 26	70 90 Violet			C2022024	C2022025	C2022026	C2022027		
 2xHR 26	70 90 Violet		*C0022423	C2022422	C2022425	C2022426			
 HR 26s	90 Violet				*C0022485	*C0022486	*C0022487	*C0022488	
 HR 30	70 Violet				C2022035	C2022036	C2022037		
 HR 37	70 Violet			C0022044	C2022045	C2022046	C2022047	C2022048	
 HR 37s	90 violet					C2022456	C2022457	C2022458	

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------





Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
	90 Violet					C0022466	C2022467	C2022468	B0022469
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde 3/8 cercle									
	70 Violet		*C0022095	C0022096					
	70 Violet			C0022093	C2022094				
	70 Violet					C2022100			
	70 Violet					*C0022117	C2022118		
	70 Violet						*C0022106	*C0022125	
Aiguille ronde 5/8 cercle									
	70 Violet					C0022619	C2022620	C2022621	
	70 90 Violet				C0022734	C0022735	*C0022736 *C0022740		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.






Monosyn®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	1 4
Aiguille ronde 5/8 cercle										
	90 Violet					*C0022729	*C0022730			
	90 Violet								*C0022670	
Aiguille ronde ski										
	120 Violet					C0022717	*C0022718			
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	2 5
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle										
	70 Violet	*C0022392	*C0022403							

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	2 5
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle										
	70 Violet	C0022310								
	70 Violet	C0022322	C0022323	C0022324						
	70 Violet			*C0022304	C2022305	C2022306				
	70 Violet				*C0022440	*C0022441				
	90 Violet					C2022516	*C0022517	*C0022518		

Monosyn®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle										
HS 18 	70 Incolore		*C0023263	C0023264						
HS 23 	70 Incolore			*C0023224	C2023225	*C0023226				
HS 26 	70 Incolore				C0023239	*C2023240				
HS 30 	70 Incolore					*C0023250	*C0023251			
HS 37 	70 Incolore				*C0023235	C2023236	*C0023237	*C0023238		
HS 40 	90 Incolore						*C0023247	*C0023248		
HS 48 	90 Incolore						*C0023259	*C0023258		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Monosyn®

Combinaison fil-aiguille










Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
DS 12 	70 Incolore	C2023412	C2023413	C2023414					
DS 16 	70 Incolore		C2023423	C2023424	C2023425				
DS 19 	70 Incolore		C2023403	C2023404	C2023405				
DS 24 	70 Incolore			C2023214	C2023215	C2023216	*C0023181		
DS 30 	70 Incolore				C0023435	C2023436	*C0023437		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Monosyn®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde droite									
	70 Incolore				*C0023279	C0023280	*C0023281		
	70 Incolore				C0023284	C2023285	C0023286		
Aiguille triangulaire pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
	45 Incolore		C2023642	C2023643					
	45 Incolore		C0023602	C2023603	C2023604	*C0023605			
	45 70 Incolore			C2023613	C2023614 C2023163				
	45 70 Incolore			C2023623	C2023624 C2023627	C2023625 C2023628			
	45 70 Incolore				C2023634 C2023632	C2023633 C2023635	C0023637 C2023636		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Monosyn®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle - Noire									
HR 13b 	70 Violet	C0022301							
HR 17b 	70 Violet		C0022616	C0022688	C0022689				
HR 22b 	70 Violet			C2022659	C2022660	C0022661			
2xHR 22b 	70 90 Violet			C0022632 C0022638	C0022639				
HR 26b 	70 Violet			C0022643	C2022357	C0022358			
2xHR 26b 	70 90 Violet				C0022649 C0022650	C0022654			

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Bobines									
1 fil de 250 cm	1 x 250 Violet						G0020046	G0020047	*G0020048
	1 x 250 Incolore						*G0021246	*G0021247	

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613