

# Supramid®

## Pseudo-monofilament synthétique non résorbable de polyamide

### Description


Supramid® est un fil non résorbable synthétique de Polyamide, disponible dans deux structures différentes selon son diamètre :

Le pseudo-monofilament Supramid®, composé d'une torsade de monofilaments de Polyamide 6.6 recouverte d'une gaine de Polyamide 6, est disponible de l'USP 4/0 à 3.

Le monofilament Supramid®, en Polyamide 6, est disponible de l'USP 6/0 à 5/0.

### Indication

- Fermeture cutanée





Supramid®

Aperçu Produit :	
Structure	Monofilament USP 6/0 – 5/0. Pseudo-monofilament USP 4/0 – 3
Composition chimique	Polyamide
Enduction	Enduction de Polyamide 6 non teintée (Supramid® blanc) ou teintée en noir (Supramid® noir) de l'USP 4/0 à 3
Calibres	USP 6/0 (Déc. 0,7) à USP 3 (Déc. 2)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma

# Supramid®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2,5 2,5	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle										
	75 Blanc					C0690406	C0690465			
Aiguille ronde 3/8 cercle										
	75 Blanc			*C0691097						










\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Supramid®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2,5 2,5	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 21	75 Blanc			*C0692719					
 HS 30	75 Blanc					C0692689			
 HS 48	75 Blanc							C0692859	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 2xDS 12	45 Blanc			*C0699403					
 DS16	45 Noir	C0712124	C0712132						
 DS 19	75 Blanc 45 Noir			*C0692212					
 DS 30	75 Blanc						C0694487		
 DS 35	75 Blanc						C0692620		
 DS 48	75 Noir								*B0712604

# Supramid®

Combinaison fil-aiguille



	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 7
Bobines									
1 fil de 250 cm	1 x 250 Blanc					G0190250	G0190268		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210612