

	Gammes de sutures	Composition	Enduction	Structure	Calibres	Couleur	Résistance initiale	Temps de résorption	Stérilisation
Sutures résorbables	Novosyn® Quick	Tresse de Glycolide (90%) + L-lactide (10%)	Glycolide + L-lactide + stéarate de calcium	tresse	USP 6/0 à 2 (Déc. 0,7 - 5)	incoloré	~ 50% à 5 J	~ 42 J	R
	Novosyn®	Glycolide + L-lactide (90/10) (PGLA)	Glycolide + L-lactide + stéarate de calcium	tresse	USP 8/0 - 2 (Déc. 0,4 - 5)	violet ou incolore	~ 75% à 14 J	56 - 70 J	EO
	Novosyn® CHD	Glycolide + L-lactide (90/10)	Glycolide + L-lactide + stéarate de calcium + Diacétate de chlorhexidine	tresse	USP 5/0 - 3 (Déc. 1 - 6)	violet ou incolore	~ 75% à 14 J	56 - 70 J	EO
	Monosyn® Quick	Glycolide (72%) + ε-caprolactone (14%) + carbonate de triméthylène (14%)	-	monofil	USP 6/0 - 1 (Déc. 0,7 - 4)	incoloré	70% à 80% à 5 J	~ 56 J	EO
	Monosyn®	Glycolide (72%) + ε-caprolactone (14%) + carbonate de triméthylène (14%)	-	monofil	USP 7/0 - 2 (Déc. 0,5 - 5)	violet ou incolore	~ 50% à 14 J	60 - 90 J	EO
	MonoPlus®	Poly-p-dioxanone	-	monofil	USP 7/0 - 2 (Déc. 0,5 - 5)	violet	50% à 70% à 28 J	180 - 210 J	EO
	MonoMax®	Poly-4-Hydroxybutyrate	-	monofil	USP 2/0 - 0 -1 (Déc. 3 - 3,5 - 4)	violet	~ 40% à 112 J	13 à > 36 mois	EO
Sutures non résorbables	Premicron®	Polyester	Silicone	tresse	USP 6/0 - 5 (Déc. 0,7 - 7)	vert ou blanc	-	-	EO avec pledgets - R sans pledgets
	Dagrofil®	Polyester	-	tresse	USP 6/0 - 5 (Déc. 0,7 - 7)	vert ou blanc	-	-	R
	Optilene®	Polypropylène et polyéthylène	-	monofil	USP 10/0 - 2 (Déc. 0,2 - 5)	bleu	-	-	EO
	Dafilon®	Polyamide	-	monofil	USP 11/0 - 5 (Déc. 0,1 - 7)	bleu, noir ou incolore	-	-	EO ou R
	Supramid®	Polyamide	-	torsade ou monofil	USP 6/0 - 2 (Déc. 0,7 - 5)	noir ou blanc	-	-	R
	Silkam®	Soie	Cire	tresse	USP 8/0 - 5 (Déc. 0,4 - 7)	noir ou incolore	-	-	R
	Steelex®	Acier inoxydable	-	monofil, câble	USP 5/0-7	acier	-	-	EO ou R

Le présent document est la propriété exclusive de B. BRAUN. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. BRAUN, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. BRAUN. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photos non contractuels.

Distribué par :
B. BRAUN MEDICAL - 26 rue Armengaud - 92210 Saint-Cloud - France
Tél : 01 41 10 53 00 - Fax 01 70 83 45 00 - www.bbraun.fr
B. BRAUN MEDICAL, SAS au capital de 31 000 000 euros - RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par :
B. BRAUN SURGICAL SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Espagne
Tél : +34 93 5 86 62 00 - Fax : +34 93 6 99 73 03 - www.bbraun.fr