

### PLOMBS



- Présence des deux plombs
- Plombs fermés

### TEMOIN DE PASSAGE



- Changement de couleur du témoin de passage

### FILTRE



- Présence du ou des filtres
- Intégrité du filtre (pas de perforation)

### TRACABILITE



- Présence de l'étiquette de traçabilité
- Contrôle de la péremption



Si un ou plusieurs des éléments ne sont pas conformes, l'intégrité stérile du conteneur n'est plus garantie et la composition ne doit pas être utilisée.

