







Agrafage mécanique B. Braun Médical


SELC® - Agrafeuse endolinéaire coupante (poignées)					
Référence	Longueur (mm)	Produit		Diamètre (mm)	
SELC-GS	60			12	
SELC-GM	160			12	
SELC-GL	260			12	


SELC® - Agrafeuse endolinéaire coupante (chargeurs et recharges)					
Référence	Longueur (mm)	Produit	Hauteur d'agrafes ouvertes (mm)	Code couleur	Hauteur d'agrafes fermées (mm)
<b>Chargeurs</b>					
SMG-30WR	30		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SMG-30BR	30		2 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SMG-45WR	45		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SMG-45BR	45		2.5 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SMG-45DR	45		3 / 3.5 / 3.8	Doré	1.2 ≈ 2.0
SMG-45GR	45		3.5 / 3.8 / 4.2	Vert	1.5 ≈ 2.25
SMG-60WR	60		3 / 3.5 / 4	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SMG-60BR	60		2.5 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SMG-60DR	60		3 / 3.5 / 3.8	Doré	1.2 ≈ 2.0
SMG-60GR	60		3.5 / 3.8 / 4.2	Vert	1.5 ≈ 2.25
SMT-45TR	45		4.2 / 4.5 / 5	Noir	2.25 ≈ 3.0
SMT-60TR	60		4.2 / 4.5 / 5	Noir	2.25 ≈ 3.0


Chargeurs béquillés					
Référence	Longueur (mm)	Produit	Hauteur d'agrafes (mm)	Code couleur	Hauteur d'agrafes (mm)
SMG-30WRH	30		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SMG-45WRH	45		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SMG-60WRH	60		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5


Recharges					
Référence	Longueur (mm)	Produit	Hauteur d'agrafes (mm)	Code couleur	Hauteur d'agrafes (mm)
SRG-30W	30		2 / 2.5 / 3	Banc	0.88 ≈ 1.5
SRG-30B	30		2 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SRG-45W	45		2 / 2.5 / 3	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SRG-45B	45		2.5 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SRG-45D	45		3 / 3.5 / 3.8	Doré	1.2 ≈ 2.0
SRG-45G	45		3.5 / 3.8 / 4.2	Vert	1.5 ≈ 2.25
SRG-60W	60		3 / 3.5 / 4	Blanc	0.88 ≈ 1.5
SRG-60B	60		2.5 / 3 / 3.5	Bleu	1.0 ≈ 1.8
SRG-60D	60		3 / 3.5 / 3.8	Doré	1.2 ≈ 2.0
SRG-60G	60		3.5 / 3.8 / 4.2	Vert	1.5 ≈ 2.25


CSC® - Agrafeuse circulaire coupante					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Diamètre de l'enclume (mm)	Code couleur	Diamètre de la lame (mm)
CSC21-A	16		21	Orange	13
CSC25-A	20		25	Blanc	17
CSC29-A	24		29	Bleu	20.5
CSC33-A	28		33	Vert	24.8
ECSC21	18		21	Orange	13
ECSC25	20		25	Gris	17
ECSC29	24		29	Bleu	20.5
ECSC33	28		33	Vert	24.8


CST® - Agrafeuse circulaire coupante					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Volume chambre avant/après (mL)	Code couleur	Diamètre de la lame (mm)
CST21	16		5.1 / 4.6	Orange	13.9
CST25	20		9.0 / 8.2	Blanc	17
CST29	24		12.0 / 10.9	Bleu	20.5
CST33	28		14.6 / 13.2	Vert	24.8


LC® - Agrafeuse linéaire coupante					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Dimension (mm)	Code couleur	Longueur de coupe (mm)
LC6025	96		60	Blanc	59
LC6038	64		60	Bleu	59
LC6045	64		60	Vert	59
LC8038	84		80	Bleu	79
LC8042	84		80	Doré	79
LC8045	84		80	Vert	79
LC10038	104		100	Bleu	99
LC10045	104		100	Vert	99


Chargeurs					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Dimension (mm)	Code couleur	Longueur de coupe (mm)
LCC6025	64		60	Blanc	54
LCC6038	64		60	Bleu	54
LCC6045	64		60	Vert	54
LCC8038	84		80	Bleu	74
LCC4042	84		80	Doré	74
LCC8045	84		80	Vert	74
LCC10038	104		100	Bleu	94
LCC10045	104		100	Vert	94

LS® - Agrafeuse linéaire non-coupante					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Longueur ligne d'agrafes (mm)	Code couleur	Hauteur d'agrafes (mm)
LS3035	13		30	Blanc	3,5
LS3048	13		30	Bleu	4,8
LS30V3	23		30	Vert	2,5
LS4535A	15		45	Bleu	3,5
LS4548A	15		45	Vert	4,8
LS6035	25		60	Bleu	3,5
LS6048	25		60	Vert	4,8
LS9035	33		90	Bleu	3,5
LS9048	33		90	Vert	4,8

Chargeurs					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Dimension (mm)	Code couleur	Longueur de coupe (mm)
LCC6025	64		60	Blanc	54
LCC6038	64		60	Bleu	54
LCC6045	64		60	Vert	54
LCC8038	84		80	Bleu	74
LCC4042	84		80	Doré	74
LCC8045	84		80	Vert	74
LCC10038	104		100	Bleu	94
LCC10045	104		100	Vert	94

KOL® - Agrafeuse circulaire coupante droite pour rectum					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Diamètre de l'enclume (mm)	Code couleur	Diamètre de la lame (mm)
CSC29 -KOL	24		29.5	Bleu	20.5
CSC33-KOL	32		33.5	Vert	24.8

TST® - Agrafeuse à hémorroïdes					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Diamètre de l'enclume (mm)	Hauteur d'agrafe (mm)	Volume de chambre (mm2)
TST33-S180	32		33	4.0	19

APS® - Pince à bourses					
Référence	Nombre d'agrafes	Produit	Longueur de poignée (mm)	Longueur de chargeur (mm)	Longueur de suture (mm)
APS45	18		310	47	690
APS65	28		310	47	690

SELC® : Les agrafeuses endolinéaires coupantes et leurs recharges à usage unique sont indiquées en chirurgie abdominale, gynécologique, pédiatrique et thoracique pour la résection, la transection et la création d'anastomoses. – Dispositifs médicaux de classe IIb

LC® : Les agrafeuses linéaires coupantes et leurs recharges à usage unique sont indiquées pour la reconstruction du tube digestif, l'anastomose du tissu, la suture et la section lors d'opération des organes viscéraux – Dispositifs médicaux de classe IIb

LS® : Les agrafeuses linéaires non coupantes et leurs recharges à usage unique sont indiquées en chirurgie abdominale, gynécologique, pédiatrique et thoracique pour la résection ou la transection des tissus. – Dispositifs médicaux de classe IIb

CSC®, ECSC® et CST® : Les agrafeuses circulaires coupantes à usage unique sont indiquées pour la réalisation d'anastomoses circulaires termino-terminales, termino-latérales et latéro-latérales en chirurgie viscérales (colorectale, bariatrique, œsophagienne) – Dispositifs médicaux de classe IIb

APS® : La pince à bourse automatique à usage unique (APS) est indiquée en chirurgie intestinale, colorectale, œsophagienne et gastrique, pour réaliser des fermetures temporaires à cordon de bourse. – Dispositifs médicaux de classe IIa

KOL® : L'agrafeuse intraluminaire à usage unique trouve des applications dans tout le tube digestif pour les anastomoses termino-terminales, termino-latérales et latéro-latérales. – Dispositifs médicaux de classe IIb

TST® : Les agrafeuses TST33 et TST36 à usage unique sont indiquées pour le traitement des maladies de défectuosité de la paroi rectale en effectuant une résection sélective et une anastomose de la muqueuse rectale et de la couche musculaire. – Dispositifs médicaux de classe IIb

Certificats CE délivrés par le TÜV SÜD (CE0123)

Fabriqués par :

Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 278 Dongping Street Suzhou Industrial Park

215123 Suzhou | People's Republic of China

Distribués par :

B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud – FRANCE Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € |

RCS Nanterre 562050856

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale).

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Documents et photos non contractuels.

CEL\_20240807

Edition : Août 2024